

LACTOSIL 3.0

La giusta direzione per gli insilati verso una più alta efficienza

Il prodotto

Formula: *L. Plantarum 14D/CSL* ceppo dominante e adattabile su graminacee e leguminose

Concentrazione: dosaggio extra forte per dominanza assoluta $2,5 \times 10^{11}$ UFC/g

Formato: buste da 100g

Benefits

Veloce acidificazione e controllo della fermentazione

Massimizza il valore nutritivo e riduce notevolmente il calo di peso dell'insilato in trincea

Controllo igienico sanitario di tutta la filiera grazie al blocco di sostanze putrefattive e azotate.

Sicuro e Appetibile migliora il benessere del bestiame, la redditività dell'azienda e la qualità dei prodotti finali

Approvato da



saccosystem.com

SACCO
system
agrovet



SACCO
system
— agrovet

Fermenti lattici per insilati