

# LACTOPLUS

## La soluzione versatile per insilati di qualità

### Il prodotto

**Formula:** *L. Plantarum 14D/CSL* and *L. Buchneri 40788*  
per dominare la fermentazione e proteggere l'insilato  
all'apertura del silo

**Concentrazione:** sinergia di due ceppi pre e post  
apertura  $4 \times 10^{11}$  UFC/g

**Formato:** buste da 100g

### Benefits

**Stabilità** anaerobia e aerobia, per contrastare lo  
sviluppo di muffe e lieviti anche dopo l'apertura del silo

**Massimizza** il valore nutritivo e riduce notevolmente il  
calo di peso dell'insilato in trincea

**Controllo** igienico sanitario di tutta la filiera, grazie al  
blocco di sostanze putrefattive e azotate

**Perfetto** per trincee di grandi dimensioni



**SACCO**  
system  
— agrovet

**Fermenti lattici per insilati**